

Norma	Diluizione	Tempo di contatto	Temperatura	Organismi
EN 1276 - Battericida	3%	5 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>
EN 1650 - Lieviticida	3%	15 minuti	20°C	<i>Candida albicans</i>
EN 13727 - Battericida	5%	5 minuti	30°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>
EN 13624 - Lieviticida	5%	15 minuti	30°C	<i>Candida albicans</i>
EN 13697 - Battericida	5%	5 minuti	40°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>
EN 13697 - Fungicida	5%	15 minuti	40°C	<i>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</i>
EN 14476 - Virucida Condizioni di pulito	25%	5 minuti	20°C	<i>Adenovirus type 5, Murine norovirus</i>
EN 16777 - Virucida Condizioni di pulito	50%	15 minuti	20°C	<i>Adenovirus type 5, Murine norovirus</i>