

Norma	Diluizione	Tempo di contatto	Temperatura	Organismi
EN 1276 - Battericida	0,2%	5 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>
EN 1276 - Battericida Addizionale	1,2%	5 minuti	20°C	<i>Salmonella enterica subs, Listeria monocytogenes</i>
EN 1650 - Fungicida	0,2%	15 minuti	20°C	<i>Candida albicans, Aspergillus niger</i>
EN 13624 - Lieviticida	0,4%	30 minuti	20°C	<i>Candida albicans</i>
EN 13624 - Lieviticida	0,4%	20 minuti	40°C	<i>Candida albicans</i>
EN 13624 - Fungicida	0,6%	20 minuti	60°C	<i>Aspergillus niger</i>
EN 13697 - Battericida	0,2%	5 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>
EN 13697 - Lieviticida	0,2%	15 minuti	20°C	<i>Candida albicans</i>
EN 13697 - Battericida	0,6%	20 minuti	60°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>
EN 13697 - Fungicida	0,6%	20 minuti	60°C	<i>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</i>
EN 13697 - Sporicida	0,6%	20 minuti	60°C	<i>Bacillus subtilis</i>
EN 13697 - Battericida Addizionale	1,2%	5 minuti	40°C	<i>Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes</i>
EN 13727 - Battericida	0,4%	20 minuti	40°C	<i>Enterococcus faecium</i>
EN 13727 - Battericida	0,8%	20 minuti	30°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>
EN 13727 - Battericida	0,4%	20 minuti	40°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>
EN 14348 - Micobattericida	0,4%	20 minuti	40°C	<i>Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae</i>
EN 14476 - Virucida	0,8%	20 minuti	30°C	<i>Poliovirus type 1, Adenovirus type 5, Murine norovirus</i>
EN 14476 - Virucida	0,6%	20 minuti	40°C	<i>Poliovirus type 1, Adenovirus type 5</i>
EN 14476 - Virucida	0,8%	20 minuti	60°C	<i>Murine parvovirus</i>
EN 14476 - Virucida	1,5%	5 minuti	20°C	<i>Murine norovirus</i>
EN 14561 - Battericida	0,8%	30 minuti	20°C	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>
EN 14562 - Lieviticida	0,8%	30 minuti	20°C	<i>Candida albicans</i>
EN 14562 - Lieviticida	0,8%	30 minuti	50°C	<i>Aspergillus brasiliensis</i>